

المختبر الخامس

العوامل الكيميائية :

تقسم المركبات الكيميائية بشكل عام الى :

- مركبات عضوية Organic compounds كالكاربوهيدرات والبروتينات والدهون وتتكون من C و H
- مركبات لا عضوية Non organic compounds كالاحماس Acids والقواعد Basics والاملاح Salts

- قد تدخل هذه المواد الى جسم الكائن الحي او تبقى في البيئة وهي في الحالتين تؤثر وتحكم بوجود الكائن الحي وتخالف من ناحية الاهمية حيث تكون عناصر مهمة ضرورية . toxic او غير ضرورية non essential او سامة essential

الاجهزة الاساسية في دراسة العوامل الكيميائية :

- 1- جهاز قياس الاس الهيدروجيني Ph meter
- 2- جهاز قياس الملوحة salinometer
- 3- جهاز قياس الايونات الذائبة في الماء (التوصيلية الكهربائية) conductivity meter
- 4- جهاز قياس الاوكسجين الذائب في الماء (DO) O₂ meter
- 5- جهاز كشف الايونات Ion analyzer
- 6- جهاز قياس الطيف الضوئي spectrophotometer
- 7- جهاز قياس الطيف الذري (AAS) Atomic absorption spectrophotometer
- 8- جهاز قياس النترات والفوسفات
- 9- جهاز قياس الاشعاع الذري

اولاً : الأس الهيدروجيني

هو تعبير عن تركيز ايون الهيدروجين الحر H^+ في السوائل .

تكون مياه معظم المسطحات المائية ذات طبيعة قاعدية (بسبب وجود الكاربونات والبيكاربونات)

- يتغير الأس الهيدروجيني عادة بسبب المخلفات الصناعية (حامضية او قاعدية) مسبباً تلوث .
- تتراوح قيمة ال pH بالنسبة للمحاليل بين (0-14) حيث تكون المحاليل حامضية اذا كانت قيمة ال pH لها اقل من 7 وقادعية اذا كانت قيمة ال pH لها اكبر من 7 ومتعدلة اذا كانت قيمة ال pH تساوي 7
- تشير المواصفات العالمية الى قيمة ال pH بين (6.5 - 9.2) بالنسبة للمياه الصالحة للشرب .
- pH هي قيمة عددية مجردة من الوحدات

اضرار زيادة او نقصان قيمة Ph في الماء :


- 1- ان انخفاض قيمة ال pH في الماء يؤثر على توازن الكاربونات والبيكاربونات وينتج عن ذلك تحديد غاز CO_2 وهذا يؤثر على معيشة الاحياء المائية .
- 2- ان انخفاض قيم ال pH اقل من 4.5 للمياه يؤدي الى ذوبان بعض المواد الموجودة في القعر مثل الحديد والالمنيوم والمغنيسيوم وهذا يؤدي الى زيادة تركيزها في الماء مما يؤدي الى زيادة العسرة
- 3- ان لقيمة pH تأثير مباشر على سير العمليات داخل محطات التصفية وعلى انبيب التوصيل حيث زيادة او انخفاض قيم ال pH تؤدي الى التآكل .

الهدف من التجربة :

حساب قيمة Ph لمعرفة مدى صلاحية الماء للأستهلاك البشري ومقارنته مع المواصفات القياسية .

طرق قياس الأس الهيدروجيني :

- 1- الكواشف لطيف الالوان (باستخدام ورق عباد الشمس) :
تستخدم فقط في قياس القيمة التقديرية لل pH لأنها تعاني من تداخل الالوان والقدرة والملوحة والمواد المستعملة وكثير من المواد المؤكسدة والمحترلة .
 - المواد المستعملة :
 - 1- ورق كاشف (ورق عباد الشمس)
 - 2- محلول المراد قياسه (ماء اسالة)



- طريقة العمل :

تغمر ورق عباد الشمس في المحلول المراد قياس الأس الهيدروجيني له ولمدة دقيقة واحدة ثم يقارن اللون الذي تكون في الورقة مع الألوان القياسية لقيم الأس الهيدروجيني ليعطي القيمة التقريبية .

2- الطريقة الكهربائية (باستخدام جهاز ph meter) :

توجد انواع مختلفة من الأجهزة الكهربائية لتعيين الرقم الهيدروجيني باستعمال القطب ويجب عند استعمال هذه الاجهزه اتباع التعليمات المرفقة مع الجهاز بدقة للحصول على نتائج صحيحة .

- المواد والادوات المستعملة:

- 1- محلول بفر منظم معلوم ph
- 2- بيكر سعة 50 مل
- 3- اداة تحرير
- 4- محوار
- 5- دورق ماء مقطر
- 6- جهاز ph meter

- طريقة العمل :

- 1- غسل الالكترود بالماء المقطر ثم تجفيفه تماماً
- 2- خذ بعد ذلك كمية من المحلول المراد تقدير ph له بواسطة بيكر نظيف وجاف
- 3- ضع الالكترود الجهاز في المحلول (تجنب تماس الالكترود مع قاعدة البيكر)
- 4- حرك المحلول بتأنى تجنباً لتحطيم الالكترود ثم لاحظ قراءة الجهاز

5- خذ القراءة بعد ذلك ثم ارفع الألكترود واغسله جيداً بالماء المقطر وجففه تماماً ثم ضعه في قدر يحتوي على ماء مقطر ويحفظ هكذا للاستعمالات الأخرى .

